

BodyLab



ВАШ ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЖИРА И НАРАСТИТЕ МЫШЦЫ
БЛАГОДАРЯ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ



ПРИМЕНЕНИЕ

- + Набор мышечной массы
- + Жиросжигание



ТОНИЗИРОВАНИЕ МЫШЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ FMS

BodyLab - это система коррекции фигуры, которая использует инновационную технологию FMS (Focused Magnetic Stimulation). Мышцы пациента стимулируются сверхмаксимальными сокращениями (до 2,5 Тесла), что увеличивает метаболизм и приводит к значительному снижению уровня жира. BodyLab работает с различными зонами тела и уменьшает локальные жировые отложения. Лечение с помощью BodyLab может значительно увеличить мышечный объем, сделать их более выразительными и улучшить осанку - всего за несколько сеансов.

Цель сверхмаксимальной стимуляции мышц заключается в улучшении их тонуса и вызове сильной метаболической реакции, что, в свою очередь, стимулирует снижение уровня жира. Снижение уровня жира приносит много преимуществ, включая минимизацию рисков для здоровья, таких как сахарный диабет 2 типа, высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и проблемы после беременности.

Курс лечения состоит из около восьми двухразовых сеансов продолжительностью от 30 до 45 минут в неделю. Для достижения долгосрочных результатов рекомендуется продолжать лечение, как минимум, одним дополнительным сеансом каждые три-шесть месяцев.

ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ



- Сверхмаксимальные сокращения для более глубокой стимуляции мышц
- Интенсивный липолиз в жировых клетках
- Апоптоз после повреждения жировых клеток, что приводит к желаемому снижению уровня жира
- Набор мышечной массы за счет стимуляции быстрой нервной передачи и сокращения мышечных волокон

ИНТЕНСИВНОСТЬ
2,5 ТЕСЛА

ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННЫЕ
И НАСТРАИВАЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ



ПРОСТАЯ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ,
НЕЗАВИСИМАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ДО 150 Гц

Наконечники



ЭРГОНОМИЧНАЯ
ФОРМА



ЛЕГОК В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ЛЕГКО
ОЧИЩАЕМЫЙ




ЛЕГКИЙ

BodyLab

Для лечения с помощью BodyLab доступны две подушечки, которые подходят для использования на животе, ягодицах, бедрах, ногах и руках.

- + Сверхмаксимальная активация
- + Нет дермо-эпидермального воздействия
- + Эффективен на разных участках тела
- + Неинвазивная система
- + Снижает факторы риска, связанные с начальными стадиями ожирения и жировым отложением в области брюшной полости
- + Максимальный комфорт - процедура полностью безболезненная
- + Легок в управлении



BodyLab работает на разных участках тела, уменьшает локальные жировые отложения, моделирует и увеличивает мышцы, а также улучшает осанку всего за несколько сеансов.

Области лечения

- + Живот
- + Ягодицы
- + Бедра
- + Ноги
- + Руки



ASCLEPION

ЗНАНИЯ, ОПЫТ, УСПЕХ

Asclepion Laser Technologies является одним из ведущих производителей современных лазерных систем для дерматологии, эстетической медицины и хирургии на международном рынке медицинских лазеров уже более 40 лет. Компания расположена в так называемой "Оптической долине" в городе Йена, известном во всем мире как родина немецкой оптической промышленности, и постоянно инвестирует в исследования и разработку новых технологий. Сегодня клиенты из более чем 70 стран доверяют Made in Germany технологии и проверенной научной экспертизе Asclepion.

BodyLab - это первое поколение продуктов Asclepion для лечения тела, которое поддерживается эффективной технологией, максимальной безопасностью и высочайшим качеством.

БОЛЕЕ
10 000
пользователей
по всему миру

БОЛЕЕ
10 000 000
пациентов
успешно
прошли
лечение

Для нас высокое качество также означает ориентированность на клиента. Именно поэтому мы усердно работаем каждый день, чтобы предоставить не только лучшую технологию, но и полный сервис, чтобы дать вам всестороннюю поддержку.

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ



Регулярно в нашем учебном центре в Йене организуются как региональные, так и международные курсы обучения. Таким образом, мы обеспечиваем наших клиентов всеми необходимыми знаниями для безопасного и эффективного использования наших лазерных устройств.

МАРКЕТИНГ И ВЕБ-КЛУБ



Широкий спектр маркетинговых инструментов доступен в WEBCLUB компании Asclepion. Мы создали нашу онлайн-платформу специально для наших клиентов, чтобы предоставлять им прямой доступ к новостям и документам, которые важны для успеха их компании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Наша высококвалифицированная техническая поддержка помогает нашим клиентам начиная от установки, до помощи в случае неисправности и поставки запчастей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Электромагнитное поле
Интенсивность	До 2,5 Т
Частота	1 Гц - 150 Гц
Длительность импульса	200 мкс - 300 мкс
Дисплей	10,4-дюймовый LCD с сенсорным экраном
Размеры	34 см x 90см x 67см (Ш x В x Г)
Вес	Приблизительно 60 кг

www.asclepion.kz

ВСЕГДА САМАЯ СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17
50041 Calenzano (FI), Italy