

# EPILAB

ЛУЧШИЙ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС,  
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ И СОСУДОВ



Asclepion  
Laser Technologies

# НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭПИЛЯЦИИ

EPILAB / АППАРАТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС



Процедуры для спины  
менее чем за 5 минут




Бесконтактная  
обработка для  
максимальной  
эффективности

5  
до 8

От 5 до 8  
сеансов для  
достижения  
наилучших  
результатов

ПОСЛЕ



ДО



Base и  
SmoothPulse  
режим для  
максимальной  
универсальности



ГЛАДКАЯ



подходит для всех  
зон обработки

Лицо  
Руки  
Спина  
Ноги

разные, оптимизированные  
длины волн для  
профессионального лечения



03

# ЭФФЕКТИВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



оптимизированная длина волны  
940 нм для профессиональных  
процедур



Бесконтактная  
обработка для  
максимальной  
эффективности



Удаление паукообразных вен  
всего за несколько минут -  
мгновенный результат

комбинация длин волн  
810/940 нм для  
наилучшего результата



**13**  
до

необходимо всего  
1-3 сеанса -  
никакого  
перерыва между  
сеансами



Быстрое  
лечение

# ОМОЛАЖИВАЕТ КОЖУ И УДАЛЯЕТ ПРЫЩИ

EPILAB / ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, УГРЕВАЯ СЫПЬ



# ТЕХНОЛОГИЯ EPILAB

3 мс  
длина импульса

3  
мс



Частота повторения  
до 20 Гц для быстрого  
лечения

До 5000 Вт  
МОЩНОСТИ



EPI  
BY ASCLEPION LA



чёткий  
10,1 LCD  
сенсорный экран



беспроводной  
педальный переключатель  
\*опционально



эстетичная,  
многофункциональная  
тележка с современным  
дизайном





Охлаждение кожи  
при контакте на  
360° для безопасных  
процедур



самое большое  
лазерное пятно в  
мире для самых  
быстрых процедур



эргономичная и  
легкая насадка



Дизайн адаптирован  
для всех зон лечения

# НОВЫЕ НАСАДКИ

EPILAB / ХАРАКТЕРИСТИКИ





одноразовая защита для  
высочайших стандартов  
гигиены в вашей практике

защищенное  
сапфировым стеклом  
однородное лазерное  
пятно



09

Насадки  
для каждой  
зоны



НАСАДКИ	S	M	L	XL
<b>РАЗМЕР ПЯТНА</b>	1 см <sup>2</sup> (10 x 10 мм)	1.5 см <sup>2</sup> (15 x 10 мм)	3 см <sup>2</sup> (30 x 10 мм)	10 см <sup>2</sup> (31.6 x 31.6 мм)
<b>Макс. мощность</b>	1275 Вт	1700 Вт	3400 Вт	5000 Вт
<b>Макс. Интенсивность</b>	50 Дж/см <sup>2</sup>	60 Дж/см <sup>2</sup>	60 Дж/см <sup>2</sup>	25 Дж/см <sup>2</sup>
<b>Макс. частота</b>	20 Гц	20 Гц	20 Гц	20 Гц
<b>Длительность импульса</b>	3 - 400 мс	3 - 400 мс	3 - 400 мс	3 - 400 мс
<b>Длина волны</b>	810/940 нм	810/940 нм	810/940 нм	810/940 нм
<b>Применение</b>	эпиляция, омоложение кожи, акне	эпиляция, омоложение кожи, акне	эпиляция, омоложение кожи, акне	эпиляция, омоложение кожи, акне

Серия Powerline  
для большей  
универсальности



НАСАДКИ	POWERLINE L	POWERLINE YAG	ALX	VAS
<b>РАЗМЕР ПЯТНА</b>	3 см <sup>2</sup> (30 x 10 мм)	3 см <sup>2</sup> (30 x 10 мм)	1.4 см <sup>2</sup> (14 x 10 мм)	0.12 мм <sup>2</sup> (4 x 3 мм)
<b>Макс. мощность</b>	5000 Вт	4000 Вт	560 Вт	250 Вт
<b>Макс. Интенсивность</b>	60 Дж/см <sup>2</sup>	60 Дж/см <sup>2</sup>	36 Дж/см <sup>2</sup>	210 Дж/см <sup>2</sup>
<b>Макс. частота</b>	20 Гц	20 Гц	12 Гц	4 Гц
<b>Длительность импульса</b>	3 - 400 мс	3 - 400 мс	6 - 400 мс	12 - 150 мс
<b>Длина волны</b>	810/940 нм	1060 нм	760/940 нм	940 нм
<b>Применение</b>	эпиляция, омоложение кожи, акне	эпиляция	эпиляция	сосудистые процедуры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Лазер	Высокомощный диод, класс 4
Длина волны	760, 810, 940, 1060 нм*
Мощность	Макс. 5000 Вт*
Длительность импульса	3 – 400 мс*
Частота	Макс. 20 Гц*
Интенсивность	Макс. 210 Дж/см <sup>2</sup> *
Размер пятна	Макс. 10 см <sup>2</sup> *
Режимы	Basic, SmoothPulse
Дисплей	10.1" LCD сенсорный
Размеры	41 x 71.5 x 97 см <sup>3</sup>
Вес	65 кг (включая тележку)

\* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСАДКИ

